

## ◎アセサイド6%消毒液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 過酢酸 (エタンペルオキシ酸) peracetic acid (ethaneperoxoic acid) 【分類】 化学的殺菌・消毒剤 [医療用器具・機器・装置専用]

【単位】 ◎750mL/ボトル, ◎800mL/ボトル

【常用量】 5分以上浸漬。芽胞の殺滅を要する場合は10分以上浸漬。

【用法】

【特徴】 過酢酸消毒液で、細菌、真菌、ウイルスに効果がある高水準消毒薬。人体に使用しない。経時的に分解する。内視鏡自動洗浄機での使用で7～9日間もしくは23～25回がめやす。

【F】

【tmax】

【MW】 76.05

【透析性】 該当しない (5)

【更新日】 20150218

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。