

◎ステリスコープ3W/V%液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 グルタラール glutaral 【分類】 内視鏡専用殺菌消毒剤

【単位】 ◎5L/本 [緩衝化剤 150mL 付き, 3%]

【用法】 あらかじめ洗浄, 水洗を行った内視鏡を液に完全に浸漬させ, 液との接触が十分行われるよう注意し, 15 分以上浸漬させる。浸漬後, 取り出した内視鏡を十分に水洗する。

【特徴】 3%グルタラール製剤. 内視鏡の殺菌消毒に用いる高水準消毒剤.

【主な副作用・毒性】 皮膚に付着した場合皮膚炎, 過敏症

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 100.12

【透析性】

【O/W 係数】

【更新日】 20121017

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。