

◎ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3% [外]

【重要度】 【一般製剤名】 D-ソルビトール sorbitol 【分類】 泌尿器科用灌流液

【単位】 ◎3% [90g/袋 (1袋 3L)]

【常用量】 1～15L

【用法】 洗浄

【透析患者への投与方法】 慎重投与。無尿の患者には禁忌 (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 腎不全患者には慎重投与 (1)

【特徴】 前立腺および膀胱疾患の経尿道的手術時、その他の泌尿器科手術時ならびに術後の洗浄に用いる。

【吸収】 ブドウ糖よりも遅い (11)

【代謝】 主に肝の polyol dehydrogenase によって fructose に変換され、さらにブドウ糖になって多くの臓器で利用される (11)

【t1/2】 20.3min (11)

【更新日】 20120920

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。