

▼アムベルピスト静注 [注]

- 【重要度】 【一般製剤名】 ガドクアトラン水和物 Gadoquatrane Hydrate 【分類】 環状型非イオン性MRI 用造影剤
- 【単位】 ▼2mL/V・▼5mL・▼7.5mL・10mL/Syr
- 【常用量】
- 【用法】
- 【透析患者への投与方法】 診断上やむを得ないと判断される場合を除き投与しない、(1)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 eGFR 30 未満：他の検査法で代替が望ましい、(1)

CKD G3 での全身 CL は腎機能正常者の 42%低値 (Fadini T, et al: Invest Radiol 2025 PMID: 40215351)

- 【特徴】 ガドリニウム (3+) 非イオン性環状型 (キレート 4 量体) 造影剤. Gd の遊離が少なく安全性が向上している.
- 【主な副作用・毒性】
- 【安全性に関する情報】
- 【F】
- 【tmax】
- 【代謝】
- 【排泄】 12hr までに 90%が糸球体ろ過により排泄 (1)
- 【t1/2】 1.47hr (1) 腎機能正常時 2.6hr, CKD G3 で 4.1hr (Fadini T, et al: Invest Radiol 2025 PMID: 40215351)
- 【蛋白結合率】 0.8% (1)
- 【Vd】
- 【MW】 2579.02 [anhydrate]
- 【透析性】
- 【OW 係数】
- 【肝障害患者への投与方法】
- 【小児 CKD 患者における報告】
- 【妊婦・授乳婦への投薬】
- 【主な臨床報告】
- 【更新日】 20260420

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。