

## ◎ソリタ-T1 号輸液 [注]

【重要度】 【分類】 輸液用電解質液（開始液）

【単位】 ◎200mL・◎500mL/本

【用法】 1回 500～1000mL 点滴静注

【透析患者への投与方法】 水分、Na 投与量に注意して投与（5）

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量（5）

【特徴】 カリウムを含まない脱水症及び病態不明時の水分補給、電解質の初期補給、手術前後の水分・電解質の補給に用いる。

【更新日】 20151126

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。